

## Fotele i stołki lekarskie



Obrotowy **fotel lekarski - 1001** wyposażony jest gazową regulacją wysokości, sterowaną za pomocą przycisku nożnego, naciśnięcie go podczas siedzenia na fotelu powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy fotel jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość. Regulacja oparcia: pod oparciem znajdują się dwa pokręta: prawe, służy do regulacji wysokości oparcia, natomiast lewe, do regulacji kąta nachylenia.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa

Obrotowy **stołek lekarski - 1002** posiada regulowaną wysokość siedziska (sprężyna gazowa), poprzez naciśnięcie nogą metalowego pedału, naciśnięcie go podczas siedzenia na stołku powoduje obniżenie wysokości, natomiast gdy stołek jest nie obciążony zwiększa swoją wysokość.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Średnica pedału metalowego: 60cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa



Fotel 1003 posiada regulacja oparcia. Hydrauliczna regulacja wysokości siedziska.

- Regulacja wysokość siedziska: 510mm ~ 670mm
- Regulacja wysokości oparcia: 90mm w górę/dół
- Regulacja kąta nachylenia oparcia: 90° - 115°
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa

Stołek 1004 posiada **hydrauliczną regulację** wysokości siedziska.

- Wysokość siedziska: 450mm ~ 610mm
- Średnica siedziska: 38cm
- Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skóra, beższwowa



Producent:

**Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA TÜRKİYE

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)