

## Elastyczny Video cystoskop

Nowoczesny video cystoskop wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny o rozdzielczości HD 1280\*720. Wyjątkowo cienka sonda endoskopu oraz bardzo duży kąt wygięcia końcówki zapewnia możliwość precyzyjnego badania.

Długość robocza	380mm ±10%	
Kąt widzenia	100°	
Wygięcie	górną 210° /dół 130°	
Nr. ka	RF-13AX	
Średnica	4,9 mm	5,5 mm
Kanał roboczy	2,2 mm	2,6 mm

- Wąska średnica zewnętrzna, lepszy efekt powrotu wody
- Jasny i klarowny obraz
- Doskonała jakość obrazu HD
- Duży kąt wygięcia końcówki oraz niezwykła głębia ostrości.
- Ergonomiczny uchwyt
- Oświetlenie LED
- Kamera w końcówce endoskopu Chip on Tip
- Całkowicie wodoszczelny.
- Podłączenie do komputera za pomocą USB



- Opcjonalny zewnętrzny procesor obrazu
- Podłączenie do monitora poprzez HDMI
- Regulacja wzmocnienia jasności
- Regulacja balansu bieli
- Zapis zdjęć i filmów na kartę SD
- Funkcja cyfrowego Zoom