

Elastyczny Video Ureterorenoskop

Nowoczesny video ureterorenoskop wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny o rozdzielczości HD 1280*720. Wyjątkowo cienka sonda endoskopu oraz bardzo duży kąt wygięcia końcówki zapewnia możliwość precyzyjnego badania.



- Ultra - lekka rękojeść, długotrwały chwyt bez zmęczenia
- Wielokrotnego użytku, wspomaga sterylizację plazmą płynną i niskotemperaturową oraz obniża koszty użytkowania
- Wąska średnica zewnętrzna, lepszy efekt powrotu wody
- Jasny i klarowny obraz
- Doskonała jakość obrazu HD
- Duży kąt wygięcia końcówki oraz niezwykła głębokość ostrości.
- Ergonomiczny uchwyt
- Oświetlenie LED
- Kamera w końcówce endoskopu Chip on Tip
- Całkowicie wodoszczelny.
- Podłączenie do komputera za pomocą USB

Dł. robocza	680mm
Średnica	9,2 / 8,4 / 7,5 Fr
Kąt patrzenia	0°
Kąt widzenia	110°-120°
Wygięcie	górną/dół 275°
Głębokość ostrości	3-50mm
Nr kat.	RP-14A
Nr kat. procesora	C100A
Kanał roboczy	3,6 Fr



- Opcjonalny zewnętrzny procesor obrazu
- Podłączenie do monitora poprzez HDMI
- Regulacja wzmocnienia jasności
- Regulacja balansu bieli
- Zapis zdjęć i filmów na kartę SD
- Funkcja cyfrowego Zoom