

# Sensorendo®

## Elastyczne Videolaryngoskopy S-FVL

- Trudna intubacja dróg oddechowych, wstrzyknięcie leku
- Inspekcja dróg oddechowych i podwójnej komory
- Leczenie odmy opłucnowej, implantacja stentu
- Usuwanie ciał obcych z tchawicy, biopsja
- EBUS - Przewodna igłowa aspiracja

### Specyfikacja techniczna

Host	DP3502/DP10
Rozmiar	3,5/10 Inch
Wyświetlacz	Dotykowy
Rozdzielczość	640x480 / 1280x800
Częstotliwość odświeżania wideo	30 FPS / 60 FPS
Proporcje obrazu	4:3
Obrót	U/D 150° L/R 270°
Funkcja	Zdjęcie / Wideo / Przegląd / Powtórka / Ustawienie czasu
Bateria DP3502/DP10	Typ Akumulator litowo-jonowy, Czas pracy 200 minut Napięcie 3x7V/12V, Pojemność: 2000mAh / 4000mAh Cykl życia baterii ≥ 500 ładowań, Czas ładowania ≤ 3h
Wyjście danych	Typ-C, JPG/MOV
Kamera	Rozdzielczość kamery 400x400 /1280x720 pikseli Pole widzenia ≥ 100°, Oświetlenie 800Lux
Wyjście HDMI	Przesyłanie wideo w czasie rzeczywistym do niezależnego wyświetlacza medycznego. Wygodny do szkoleń i prezentacji

Numer Katalogowy	Średnica zewnętrzna	Kanał roboczy	Długość [mm]	Rozdzielczość kamery	Kąt widzenia	Focus	Ssanie/Biopsja
S-2200	2,20	-	300-650	400x400	110°	3-50	-
S-2800	2,80	-	300-650	400x400	110°	3-50	-
S-3512	3,50	1,20	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-3816	3,80	1,60	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-4320	4,30	2,00	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-5226	5,20	2,60	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-5830	5,80	3,00	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-3800M	3,80	-	300-650	1280x720	120°	5-100	-
S-4312M	4,30	1,20	300-650	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5220M	5,20	2,00	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5826M	5,80	2,60	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK

