

Ssaki medyczne DF 770 40l/min



Ssaki medyczne DF 770 to nowoczesne, bardzo silne ssaki medyczne o dużym przepływie 40l/min.

Ssaki są estetycznie wykonane, obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, na górze rączka do przenoszenia. Posiadają bezobsługową pompę do pracy ciągłej. Dodatkowo charakteryzują się niskim poziomem hałasu.

Parametry techniczne:

- podciśnienie >640mmHg
- przepływ 40l/min
- pojemność słoja 1x1500ml
- urządzenie zabezpieczające - pływak
- waga 5kg
- wymiary 34x17x40 cm



Pływak w kształcie kapsułki całkowicie zapobiega przepełnieniu, bez względu na kąt ułożenia ssaka.



Wejście do butli oznaczone są kolorami.
Czerwona - próżnia, zielona -pacjent