

## Elastyczne Videolaryngoskopy S-FVL




- Trudna intubacja dróg oddechowych, wstrzyknięcie leku
- Inspekcja dróg oddechowych i podwójnej komory
- Leczenie odmy opłucnowej, implantacja stentu
- Usuwanie ciał obcych z tchawicy, biopsja
- EBUS - Przewoskrzelowa igłowa aspiracja

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu) tel. 748432829 / 508349875

## Specyfikacja techniczna

Numer Katalogowy	Średnica zewnętrzna	Kanał roboczy	Długość [mm]	Rozdzielczość kamery	Kąt widzenia	Focus	Ssanie/Biopsja
S-3512	3,50	1,20	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-3816	3,80	1,60	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-4320	4,30	2,00	300-650	400x400	110°	3-50	TAK
S-5226	5,20	2,60	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-5830	5,80	3,00	650,00	400x400	110°	3-50	TAK
S-3800M	3,80	-	300-650	1280x720	120°	5-100	-
S-4312M	4,30	1,20	300-650	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5220M	5,20	2,00	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK
S-5826M	5,80	2,60	650,00	1280x720	120°	5-100	TAK



Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) info@videomed.eu tel. 748432829 / 508349875

## Elastyczne Videolaryngoskopy Jednorazowe S-DVL

Kompatybilne z dotykowymi monitorami  
7/8/10"

Wodoodporność IPX7 dla rurki i kanału  
ssącego i biopsyjnego

Możliwość dokupienia wózka z koszem na  
akcesoria, uchwytem na monitor i miejscem  
na 4 endoskopy




Numer Katalogowy	Średnica zewnętrzna	Kanał roboczy	Długość [mm]	Rozdzielczość kamery	Kąt widzenia	Obrót	Focus	Ssanie/Biopsja
D-2000	2,0	--	300-600	400x400	110°	180°/180°	3-50	--
D-2612	2,6	1,2	300-600	400x400	110°	180°/180°	3-50	TAK
D-2812	2,8	1,2	300-600	400x400	110°	180°/180°	3-50	TAK
D-4322	4,3	2,2	300-600	400x400	110°	180°/180°	3-50	TAK
D-3100	3,1	--	300-600	1280x720	120°	180°/180°	5-100	--
D-3800	3,8	--	300-600	1280x720	120°	180°/180°	5-100	--
D-5222	5,2	2,2	600	1280x720	120°	180°/180°	5-100	TAK
D-5828	5,8	2,8	600	1280x720	120°	180°/180°	5-100	TAK

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu) tel. 748432829 / 508349875

## Sztywne Videolaryngoskopy S-VL-R wielorazowe



Kompatybilne z dotykowymi monitorami  
3,5/7/8/10"

Wielokrotnego użytku ostrze medyczne,  
zgodność biologiczna ISO 10933

Wyjście sygnału HDMI do monitorów

Sterylizacja: Namoczyć w 2% aldehydzie  
glutarowym 20 minut, plazmowa

Certyfikowane zgodnie z ISO 13485, CE, FDA

Możliwość dokupienia wózka z koszem na  
akcesoria, uchwytem na monitor i miejscem  
na 4 endoskopy

Numer Katalogowy	Specyfikacja	Zastosowanie	Intubacja ID	Długość [mm]
RH0	MILO	Noworodek	2,5-3,0	65
RH01	MIL1	Niemowlę	2,5-4,0	77
RH02	MAC1	Dziecko	4,0-5,0	100
RH03	MAC2	Mały dorosły	5,0-6,0	108
RH04	MAC3	Dorosły	6,0-9,0	122
RH05	MAC4	Duży dorosły	7,5-10,0	135
RH06	D-Blade	Trudny dorosły	6,0-10,0	128
RH07	D-Blade (Child)	Trudne dziecko	2,5-4,5	90
RH08	D-Blade (Obesity)	Trudny otyły	6,0-10,0	137

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu) tel. 748432829 / 508349875

## Sztywne Videolaryngoskopy S-VL-01 jednorazowe



Kompatybilne z dotykowymi monitorami  
3,5/7/8/10"

Komputer klasy medycznej, zgodność  
biologiczna ISO 10933

Wyjście sygnału HDMI do monitorów

Sterylizacja tlenkiem etylenu

Certyfikowane zgodnie z ISO 13485, CE, FDA

Możliwość dokupienia wózka z koszem na  
akcesoria, uchwytem na monitor i miejscem  
na 4 endoskopy

Numer Katalogowy	Specyfikacja	Zastosowanie	Intubacja ID	Długość [mm]
1	MAC1	Niemowlę	2,5-4,5	102
2	MAC2	Dziecko	4,5-6,0	110
3	MAC3	Dorosły	6,0-9,0	122
4	MAC4	Duży dorosły	7,5-10,0	133
5	D-Blade	Trudne drogi oddechowe	6,0-10,0	121

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu) tel. 748432829 / 508349875

## Videostylet Szpatułka



Dwie wersje: plastyczna i półsztywna

Kompatybilne z dotykowymi monitorami  
3,5/7/8/10"

Zgodność biologiczna ISO 10933

Wyjście sygnału HDMI do monitorów

Sterylizacja tlenkiem etylenu

Certyfikowane zgodnie z ISO 13485, CE, FDA

Sterylizacja: Namoczyć w 2% aldehydzie  
glutarowym 20 minut

Możliwość dokupienia wózka z koszem na  
akcesoria, uchwytem na monitor i miejscem  
na 4 endoskopy

Numer Katalogowy	Specyfikacja	Średnica zewn	Rozdzielczość	Zastosowanie	Intubacja
VHS01	Plastyczna	4,5	1280x720	Dorosły	≥5,0 mm
VHS02	Półsztywna	4,5	1280x720	Dorosły	≥5,0 mm
VHS03	Plastyczna	3,7	1280x720	Dziecko/dorosły	≥4,0 mm
VHS04	Półsztywna	3,7	1280x720	Dziecko/dorosły	≥4,0 mm
VHS05	Plastyczna	2,0	400x400	Niemowlę	2,5-4,0 mm
VHS06	Półsztywna	2,0	400x400	Niemowlę	2,5-4,0 mm

Videomed ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

[www.videomed.eu](http://www.videomed.eu) [info@videomed.eu](mailto:info@videomed.eu) tel. 748432829 / 508349875